

EPREUVE D HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE PAR VOIE ORALE POUR DEPISTAGE DIABETE

**Intérêt** : Dépistage d'un diabète de type 2 selon les dernières recommandations du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, et de la Société francophone du diabète (2010)

**Substance(s) administrée(s) & voie(s) d'administration**

Glucose par voie orale : 75g de glucose dissous dans 200 ml d'eau

**Composés dosés, types de tubes utilisés & bon de demande**

**Analyse effectuée** : glucose (sang)


**Tubes utilisés** : tubes de 7 ml **GRIS** avec fluorure de sodium et oxalate de potassium

**Bon de demande utilisé** : Bon de biochimie (rose)

**Protocole**

Patient à jeun depuis la veille : épreuve effectuée le matin. Repos strict

Ingestion de glucose : **75g**



Prélèvements : 1 tube/temps pour glucose

- **Noter les temps de prélèvement** sur les tubes et sur le bon de demande.
- **Acheminer tous les tubes** à la fin du test dans une pochette pour un transport **rapide** à température ambiante.

Date d'application : 25/07/2013

TABLEAU D'APPROBATION

	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)	
Nom :	PEUCHANT EVELYNE	CHAUZIT EMMANUELLE	COMBOURIEU ISABELLE	FLEURY HERVE	POMMIERS SYLVIE
Signature :	DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT				